

BIOCOMPATIBLE  
AVEC LES TISSUS CONJONCTIFS  
AUTO-ADHÉSIF  
HYDROPHILE  
RADIO-OPAQUE  
RELARGUE DU FLUOR  
FORTE RÉSISTANCE  
RÉSISTE AUX MICRO-INFILTRATIONS  
TRÈS FAIBLE RÉTRACTION



### 30 ANS DE RECU CLINIQUE

Geristore est un matériau de restauration à base de résine BMA-G et de verre ionomère. Il est auto-adhésif, radio-opaque, hydrophile, relargue du fluor et est disponible dans de nombreuses teintes. Il dispose de très faibles taux de rétraction à la polymérisation et de dilatation thermique pénétrant sa grande résistance. Il adhère parfaitement à la dentine, l'émail, le composite et le métal (y compris l'acier inoxydable). Sa formule duale garantit une polymérisation complète, y compris dans les zones difficiles d'accès.



Lésion furcation  
état initial



Restauration de la  
furcation avec Geristore  
post-op immédiat



Lésion restaurée avec  
Geristore 6 mois après

### LE COUTEAU-SUISSE DU CABINET DENTAIRE

#### ENDODONTIE

- Comblement de perforations radiculaires
- Lésions carieuses des canaux
- Restauration sous-gingivale de racines fracturées
- Résorption de racines, etc

#### RESTAURATION

- Restaurations directes de classe III et V
- Restaurations indirectes
- Coiffage pulpaire
- Fonds de cavités
- Scellement de restauration métal et céramo-métal
- Base pour abrasions cervicales

#### ORTHODONTIE

- Collage de brackets
- Pose de bande de contention
- Compatible avec tout dispositif (céramique, acrylique ou plastique)

