

Locapex 6 | le nouveau localisateur d'apex

- + ergonomique
- + compact
- + lisible



VOUS RECHERCHER UN APPAREIL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
QUI RESTE À LA FOIS CONFORTABLE ET SIMPLE D'UTILISATION ?

Avec le **Locapex 6**, le nouveau localisateur d'apex conçu par IONYX, profitez de notre toute dernière innovation pensée exclusivement pour vos besoins

résistance

Le Locapex 6 est une **machine simple et robuste**. Évolution du Locapex Five, il garde les mêmes caractéristiques qui ont fait le succès de son prédécesseur.

autonomie

Votre localisateur d'apex IONYX vous permet de travailler en toute sécurité avec deux piles LR03 (AAA), standard du commerce. **L'autonomie peut varier de 6 mois à plus d'1 an** suivant votre activité en endodontie. **La qualité de mesure reste la même, quel que soit le niveau des piles.**


design

Un **système de filtrage des signaux** permet à votre Locapex 6 d'éliminer les fausses informations lors de la progression de votre lime dans le canal (apex virtuel). Son **nouveau design plus compact**, offre une visualisation précise du dépassement apicale au niveau du foramen.

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS 

Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société **IONYX conçoit et fabrique des machines spécialisées en endodontie**. Destinée aux omnipraticiens soucieux d'améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que leur confort, **toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile.**

Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, **IONYX est l'un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine du dentaire.**



Locapex 6

localisateur d'apex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

une mesure 100% numérique

Le signal émit par votre Locapex 6 est 100% numérique. Il n'y a pas de dérive ou de modification de la précision de votre localisateur d'apex IONYX dans le temps.

l'apex sur le display

L'apex sur le display correspond à la Jonction Cemento Dentinaire (cf. visuel 1 ci-contre).

une information du dépassement de l'apex


Arrivé au-delà de l'apex, les voyants du Locapex 6 s'allument en rouge de « Apex » jusqu'à 1 mm (cf. visuel 2 ci-contre).

une mesure instantanée


La mesure instantanée vous permet d'obtenir l'information de la position de votre lime dans le canal dès le contact de la Pointe de touche ou de votre Grip lime.

un angle de visibilité supérieur à 160°

Cet angle vous permet de visualiser la progression de votre lime vers l'apex, quelle que soit la position de votre appareil.



1 | Jonction Cemento Dentinaire.



2 | Réglage d'une butée pour s'adapter à vos besoins. De « 2 » jusqu'à « Apex ».

Le boîtier électronique du Locapex 6 est garanti 2 ans.
Les accessoires sont garantis 1 an et compatibles avec le Locapex Five.

Découvrez les autres produits de la gamme **ionyx**



Endy NT2
micromoteur
avec lumière intégrée

Endy 6200
micromoteur
avec localisateur d'apex



A REAL PROGRESS IN ENDODONTIC PRACTICE

ionyx

34 rue de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT

T. +33 5 56 35 34 27
F. +33 5 56 95 16 20

ionyx@ionyx.eu
www.ionyx.eu

