



SDC

SOCIÉTÉ DES CENDRES

DEPUIS 1859



ONeshade & OliBULK Fill

DUO DE COMPOSITES DE RECONSTRUCTION

L'association parfaite

ONEshade et OliBULK Fill

sont l'association parfaite dans la majorité des cas de restauration.

La composition unique de ces composites constitue une solution simple et rapide pour les cavités les plus courantes.

Fini le temps passé à faire correspondre la couleur et l'opacité !

Avec cette combinaison parfaite, vous pouvez facilement préparer des restaurations extrêmement durables sans aucun compromis sur l'esthétique.

Tout ce qu'il vous faut, ce sont deux seringues !

ONEshade

Teinte universelle avec magnifique effet d'adaptation de la couleur et consistance compactable

OliBULK Fill

Matériau fluide pour remplissage bulk-fill et couche unique jusqu'à 4 mm



Indications **les plus recommandées**

	Classe I	Classe II	Classe III	Classe V *
ONEshade	● ●	●	● ●	● ●
OliBULK Fill	● ●	●	●	●

● ou ● ONEshade **ou** OliBULK Fill (chaque composite séparément)

●● ONEshade **et** OliBULK Fill (les deux composites ensemble)

* épaisseur maximale de ONEshade pour la Classe V : 0,5 mm

Une procédure rapide et fiable pour gagner du temps au fauteuil !

ONEshade et OliBULK Fill peuvent tous deux être utilisés selon des procédures universelles simples. Leur application est facile et le polissage rapide, pour un résultat durable et sans compromis.

Bestsellers



Une fusion invisible avec EFFET CAMÉLÉON


Le composite opaque OliBULK Fill est utilisé comme couche de base pour les cavités profondes et irrégulières. ONEshade, avec sa technologie adaptative pour la couleur, fusionne avec les tissus proches et devient invisible.




Les teintes universelles de ONEshade et OliBULK Fill correspondent à la plupart des teintes de dents naturelles.

Des propriétés mécaniques remarquables

Des instituts allemands indépendants ont confirmé la haute qualité des deux produits. Le composite liquide OliBULK Fill, avec son faible taux de rétraction, et le composite ONEshade, avec sa résistance à la compression élevée, garantissent un résultat fiable pour les cavités les plus courantes.



Source : Institut indépendant des systèmes et technologies céramiques Fraunhofer, Dresde, Allemagne, 2011.



Source : Institut de recherche indépendant InnoMat GmbH, Teltow, Allemagne, 2012.

LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES



OLI-ONESHADE

Composite ONEshade 5g



OLI-BULK

Composite OliBULK Fill 2g

OLI-DUO

Composites ONEshade 5g + OliBULK Fill 2g



OLIDENT[®]
INNOVATION

L'association parfaite

SDC

SOCIÉTÉ DES CENDRES

DEPUIS 1859

SDC - Société Des Cendres

13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin

01 49 61 41 41 - info@sdc.fr

www.sdc.fr