


FOURS POUR CÉRAMIQUE & CÉRAMIQUE PRESSÉE



**CERAMICMASTER
E3000**



**CERAMICMASTER
PRESS PRO**





PARTENAIRE EXCLUSIF

Créée en 1990, la société bulgare VOP fabrique et commercialise des appareils à destination des prothésistes et cabinets dentaires dans le monde entier.

Certifié ISO 9001:2015, notre nouveau partenaire exclusif vous offre des produits de haute performance pour faciliter votre travail.

Robustes et fiables, les fours à céramique et pressée VOP vous assure une grande liberté et une qualité de cuisson supérieure. Doté d'un design ergonomique, il est conçu pour vous simplifier votre quotidien grâce à son utilisation facile et intuitive.

Capable de fonctionner avec toutes les céramiques du marché, les fours VOP peuvent être configurés en incluant les programmes et les indications de chaque fabricant.

CERAMICMASTER E3000 & PRESS PRO **FOUR DENTAIRE POUR CÉRAMIQUE**

- **ADAPTABILITÉ :**
Conçu pour toutes les céramiques dentaires du marché
- **GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE DES PROGRAMMES :**
255 programmes individuels
- **PROCESSUS ENTIÈREMENT CONTRÔLÉ :**
16 paramètres programmables dans chaque programme
- **SUIVI EN TEMPS RÉEL DE LA CUISSON :**
Affichage graphique de l'avancement du processus
- **THERMOCOUPLE PLATINE/RHODIUM**
- **LANGUE D'AFFICHAGE :**
Français
- **POURSUITE AUTOMATIQUE DU PROGRAMME APRÈS UNE COURTE PANNE DE COURANT**

CERAMICMASTER PRESS PRO

FOUR DENTAIRE POUR
CÉRAMIQUE PRESSÉE



CERAMICMASTER E3000

FOUR DENTAIRE POUR CÉRAMIQUE



LES PRINCIPAUX AVANTAGES DES FOURS VOP



**INTERFACE INTUITIVE &
SIMPLE D'UTILISATION**



**FIABILITÉ &
RÉSISTANCE**



**PROGRAMMATION
SUR-MESURE**



**EFFICACITÉ &
PERFORMANCE**



**SERVICE TECHNIQUE
ASSURÉ CHEZ SDC**



**SOLUTIONS DE
FINANCEMENT**



**FORMATION DE NOTRE
ÉQUIPE COMMERCIALE**

CERAMICMASTER E3000

Tension d'alimentation : 110/230 V +/- 10%, 50/60 Hz

Puissance maximale avec pompe à vide : 1500 W

Puissance maximale sans pompe à vide : 1350 W

Pompe à vide incluse

Dimensions Largeur/Profondeur/Hauteur : 260 x 370 x 565 mm

Poids : 21 kg

CERAMICMASTER PRESS PRO

Tension d'alimentation : 110/230 V +/- 10%, 50/60 Hz

Puissance maximale avec pompe à vide : 1700 W

Pompe à vide incluse

Dimensions Largeur/Profondeur/Hauteur : 260 x 370 x 750 mm

Poids : 24,2 kg

POMPE À VIDE :

- Capacité d'aspiration : 22,1/min
- Vide : jusqu'à 0,96 bar
- T° maximale de frittage : 1200°C
- Dimensions de la chambre : Ø 95 mm, h 60 mm