

QuietOn 2



OREILLETTES ACTIVES RÉDUCTRICES DE BRUIT

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION !



OPTIMISÉ POUR LE SECTEUR DENTAIRE

www.sdc.fr

LE CONSTAT



Les professionnels du dentaire sont quotidiennement exposés à des bruits constants et nocifs avec le risque d'endommager leur audition à long terme.

Les oreillettes QuietOn 2 sont **spécifiquement développées et optimisées pour le cabinet dentaire** (turbine, ultrasons, aspiration...).

Les résultats sont probants : **une forte atténuation du bruit tout en permettant la communication avec les patients et le personnel.**



COMMENT FONCTIONNE QUIETON 2 ?



NOUVEAUTÉ ! 2 MODES

Une simple pression sur l'oreillette permet de passer d'un mode à l'autre




Mode actif

Réduit tous les bruits environnants



Mode passif

Permet de communiquer avec les patients et le personnel



POURQUOI CHOISIR QUIETON 2 ?



Permet la communication entre praticiens, collaborateurs et patients



Diminue les bruits nocifs et le stress du quotidien



Augmente la concentration pendant les phases de soin



Pour les patients diminue le stress et les bruits gênants



Format compact et facile à utiliser sans fil



Hygiénique et sûr Sans interférences électromagnétiques



Très efficace sur les basses et hautes fréquences
Réduction de -34dB




Autonomie 20h, 1h de charge, longue durée de vie de la batterie



Certification protection auditive EN352

PRÉSERVEZ VOTRE AUDITION AVEC QUIETON 2





« Les bouchons d'oreilles QuietOn ont considérablement réduit le bruit aigu des instruments dentaires. Je me sens beaucoup plus reposé après une journée de travail. C'est pourquoi cette protection auditive facile à utiliser fait désormais partie de mon quotidien »

Dr Grzegorz Witkowsky



« En tant que dentistes, nous sommes constamment impactés par des bruits avec lesquels il est difficile de travailler. Aspiration, turbine, tous ces sons nous attaquent au quotidien. Ma dernière trouvaille ? Les oreillettes QuietOn, qui coupent électroniquement les bruits inutiles du cabinet dentaire. Avec, je suis plus détendu et je ne fais pas face au stress du bruit »

Dr Pentti Rytivaara



CONTENU DU COFFRET

- 1 paire d'oreillettes QuietOn 2
- 1 étui de chargement + câble
- 30 paires d'embouts à mémoire de forme (S, M, L : 10 de chaque taille)
- 1 cordon
- 1 mode d'emploi



CERTIFIÉ PROTECTION AUDITIVE

EN352 par 89/686EEC

Organisme notifié PZT GmbH nr 1974



CONCEPT BREVETÉ

FI26466 (Finlande)

10171904 (USA)



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL(E) OU LE SERVICE CLIENT

☎ 01 49 61 41 41

✉ info@sdc.fr

Rendez-vous sur notre site : www.sdc.fr

SDC - Société Des Cendres - 13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin

