

HYDRAFLUID

PLÂTRE LIQUIDE POUR SOCLE



- **CLASSE IV - TRÈS FLUIDE**
- Hydrafluid est un plâtre dur extrêmement fluide pour socle. Avec lui, plus de vibrations requises, un parfait enrobage des pins, des surfaces étonnamment lisses et un gain de temps considérable.
- Applications : prothèses mobiles.
- Couleurs : abricot / bleu / blanc.

TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS

Compression	> 40 N/mm²
Expansion à 2h	< 0.08%
Expansion à 24h	< 0.1%
Dureté à 24h	130 N/mm²

UTILISATION

Ratio de mélange : **23-25 mL/100 g**
Malaxage manuel 60sec
ou sous vide 30sec
Temps de mise en oeuvre : **> 5min**
Fin de solidification : **10min**